

温水

の力で 白紋羽病 を治療する!



温水処理機本体・二輪運搬車・点滴チューブをセットして、水と電気をつなげば準備完了。
保温シート※で点滴チューブを覆うとさらに効果的です。 ※保温シートは付属していません。

無農薬

農薬を使わずにナシ・リンゴ・ブドウの白紋羽病を治療!

特許登録済：登録番号 4641929号 (長野県、エムケー精工株式会社)

省コスト

1 樹処理するのにかかる費用は約 500 円!

※水温 16℃、処理時間 5 時間 (使用水量 1000L) の場合の水・電気・灯油代の合計金額です。
治療費用は処理条件や地域の公共料金によって異なります。

作業軽減


準備ができれば治療終了まで操作不要!

・標準セットでは、地中温度が規定値に達したら手動で停止することが必要です。
・治療時間：4~5 時間 (条件によって異なります。)

※当面は地域限定の条件付販売となります。

白紋羽病治療には「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」で開発された技術を利用しています。

製品構成



基本仕様

温水処理機本体 EB-1000H		
給湯機	ノーリツ「エコフィール」OQB4701WZS	
製品質量	71.5kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	点火時	95/85W
	燃焼時	85/80W
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃料消費量	4.7L/時(最大)	
使用水質	上水または井水	
使用水量	1樹あたり800~1000L(条件により異なる)	
点滴処理能力	1~6樹(但し樹数により追加部材が必要)	
使用環境	屋外専用: 屋内使用厳禁	
使用期間	冬期(凍結する可能性のあるとき)使用禁止	
付属品	灯油接続ホース、灯油送油パイプ2m、接続ホース2m、分岐配管、SS用給水継手、保管用カバー	

点滴チューブ EB-1000T	
設置寸法	1.5m×1.5m
製品質量	1.3kg(点滴チューブのみ)
材質	ユニラム 17D
付属品	・二股分岐ホース 1本 ・接続ホース5m 1本

二輪運搬車 EB-1000U	
製品質量	20.5kg(灯油タンク空でそれ以外の積載物なし)
灯油タンク	鋼板製 39L(内容積: 43.5L)
付属品	タンク遮光カバー、タンク固定バンド

別売品		
監視装置 EB-1000K	分岐配管セット EB-A01	
本体重量	5.3kg	・点滴チューブを3セット以上接続する場合に使用します。
本体材質	鋼板(焼付塗装)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	25W	
付属品	自動停止弁2個 温度センサー6本	

▲安全と治療法に関するご注意

●安全のため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●治療にあたっては、ご使用前に「白紋羽病 治療マニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売元 **日本園芸農業協同組合連合会**
(略称: 日園連)

〒143-0001 東京都大田区東海3丁目2番1号 / 東京都中央卸売市場大田市場内
TEL 03(5492)5422 (資材課)
ホームページアドレス <http://www.nichienren.or.jp>

製造元 **エムケー精工株式会社**

〒389-1313 長野県上水内郡信濃町古間1618
TEL 026(255)6011
ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>